

No: 20191-331

Nadelelektrode



Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	2 mm
Länge	110 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	Nadel abgewinkelt 90°
-------------------	-----------------------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 134 °C
Einmalprodukt	ja

Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	4 kVp
Verpackungseinheit	5 Stück