

No: 21191-316

## Wolfram Nadelelektrode



### Abmessungen und Gewicht

Maße	ø 0,5 x 3 mm
Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	40 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Farbe	blau

### Oberfläche

Isolation	isoliert
-----------	----------

### Reinigung und Aufbereitung

Steril verpackt	E0
Einmalprodukt	ja

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	20 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp