

No: 21191-006

## Spatelelektrode, biegsam

- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen



### Abmessungen und Gewicht

Maße	2 x 18 mm
Schaftdurchmesser	4 mm
Länge	45 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	biegsam
Farbe	schwarz

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	5 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp