

No: 21191-361

Spatelektrode



Abmessungen und Gewicht

Maße	2,3 x 19 mm
Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	45 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Farbe	blau

Oberfläche

Isolation	isoliert
-----------	----------

Reinigung und Aufbereitung

Steril verpackt	E0
Einmalprodukt	ja
Nicht erneut sterilisieren	ja

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	20 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp