



No: 20195-014

## Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt

### Abmessungen und Gewicht

Länge	165 mm
Spitze	Spitze 1 mm, stumpf
Fasslänge	6 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	abgewinkelt
-------------------	-------------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück