



No: 20195-014

Bipolare Pinzette Classic, abgewinkelt

Abmessungen und Gewicht

Länge	165 mm
Spitze	Spitze 1 mm, stumpf
Fasslänge	6 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	abgewinkelt
-------------------	-------------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück