

No: 21191-349

## Wolfram Schlingenelektrode



### Abmessungen und Gewicht

Maße	6 x 15 mm
Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	125 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Farbe	blau

### Reinigung und Aufbereitung

Steril verpackt	E0
Einmalprodukt	ja
Nicht erneut sterilisieren	ja

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	10 Stück
Maximale Betriebsspannung	1.5 kVp