

No: 20195-246

## BiClamp<sup>®</sup> E LAP-Zange



- Effektive und schnelle Koagulation durch optimale Abstimmung von Instrument und VIO-Generator
- Hohe Wirtschaftlichkeit: BiClamp ist wiederverwendbar, das Verfahren spart Zeit und Nahtmaterial.

Abmessungen und Gewicht	
Schaftdurchmesser	5 mm
Länge	340 mm
Kabellänge	mit Anschlusskabel 4 m
Basisfeatures	
Form / Ausprägung	Maryland
Anschluss	MF-Anschlussstecker
Oberfläche	
Fassflächen	halbtief
Beschichtung	mit Antihafbeschichtung
Reinigung und Aufbereitung	
Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C
Normen	
Klassifizierung nach 93/42 EWG	I Ib
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	
Weitere Produkthinweise	
Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	0.25 kVp