

No: 20195-146

## Einsatz für BiClamp<sup>®</sup> LAP-Zange Maryland



### Abmessungen und Gewicht

Nadellänge	340 mm
Schaftdurchmesser	5 mm
Länge	340 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	Maryland
-------------------	----------

### Oberfläche

Fassflächen	halbtief
Beschichtung	mit Antihafbeschichtung

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	IIb
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	0.25 kVp