

No: 21191-168

Nadelelektrode

- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen



Abmessungen und Gewicht

Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	40 mm
Maße	∅ 0,8 x 22 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz

Oberfläche

Isolation	isoliert
-----------	----------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	5 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp