

No: 20196-127

Bipolar Kabel



Abmessungen und Gewicht

Kabellänge	4 m
------------	-----

Basisfeatures

Kompatibilität	VIO, ICC, ACC, Fremdgeräte
Anschluss	Valleylab Geräte (2-Pin 28 mm)

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Normen

Klassifizierung nach 93/42 EWG	I
Schutzklasse nach EN 60 601-1	
Typ nach EN 60 601-1	

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	1 kVp