

No: 21191-017

Wolfram Nadelelektrode



- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen

Abmessungen und Gewicht

Maße	ø 0,5 x 3 mm
Schaftdurchmesser	4 mm
Länge	35 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gebogen
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz

Oberfläche

Isolation	isoliert
-----------	----------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	1 kVp