

No: 20195-026

Bipolare Pinzette Classic, bajonett



Abmessungen und Gewicht

Spitze	Spitze 1,2 mm, stumpf
Länge	190 mm
Fasslänge	5 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	bajonett, nach oben gewinkelt
-------------------	-------------------------------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück