



No: 20195-033

Bipolare Pinzette Classic, bajonett

Abmessungen und Gewicht

Spitze	Spitze 0,4 mm, sehr fein
Länge	165 mm
Fasslänge	6 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	bajonett
-------------------	----------

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Weitere Produkthinweise

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
Verpackungseinheit	1 Stück