

No: 21191-166

## Kugelelektrode

- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen



### Abmessungen und Gewicht

Maße	ø 5 mm
Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	110 mm

### Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp