

No: 21191-120

Nadelelektrode

- Für alles und jeden die passende Form und Größe
- Einsatz in allen offenchirurgischen Fachdisziplinen



Abmessungen und Gewicht

Maße	∅ 0,8 x 15 mm
Schaftdurchmesser	2.4 mm
Länge	120 mm

Basisfeatures

Form / Ausprägung	gerade
Kompatibilität	VIO, ICC, ACC
Flexibilität	starr
Farbe	schwarz

Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
Maximale Betriebsspannung	4.3 kVp