

No: 10134-000

APC 2: Argonplasma-Koagulation



- "Non-contact-Verfahren", kein Ankleben der Instrumentenspitzen
- Effektive, gleichmäßige Oberflächenkoagulation, für eine gleichmäßige Blutstillung und Devitalisierung
- Bessere Dosierbarkeit, dadurch Sicherheit in der Anwendung
- Minimale Karbonisation und Rauchbildung, minimale Geruchsbelästigung
- Komplikationsarmes, sicheres Verfahren

Abmessungen und Gewicht

Breite x Höhe x Tiefe	410 x 80 x 370 mm
Gewicht	4,8 kg

Gasversorgung

Gasart	Argon 4.8 (99.998 %)
--------	----------------------

Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------