

No: 10134-000

APC 2: Argonplasma-Koagulation



- "Non-contact-Verfahren", kein Ankleben der Instrumentenspitzen
- Effektive, gleichmäßige Oberflächenkoagulation, für eine gleichmäßige Blutstillung und Devitalisierung
- Bessere Dosierbarkeit, dadurch Sicherheit in der Anwendung
- Minimale Karbonisation und Rauchbildung, minimale Geruchsbelästigung
- Komplikationsarmes, sicheres Verfahren

Abmessungen und Gewicht

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Breite x Höhe x Tiefe | 410 x 80 x 370 mm |
| Gewicht | 4,8 kg |

Gasversorgung

| | |
|--------|----------------------|
| Gasart | Argon 4.8 (99.998 %) |
|--------|----------------------|

Weitere Produkthinweise

| | |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

Normen

| | |
|--------------------------------|-----|
| Klassifizierung nach 93/42 EWG | IIb |
| Typ nach EN 60 601-1 | CF |
| Schutzklasse nach EN 60 601-1 | |