

No: 20194-078

## Neutralelektroden Kabel



### Abmessungen und Gewicht

|            |     |
|------------|-----|
| Kabellänge | 5 m |
|------------|-----|

### Basisfeatures

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Kompatibilität | VIO, ICC, ACC, T-Serie |
|----------------|------------------------|

|           |          |
|-----------|----------|
| Anschluss | Standard |
|-----------|----------|

### Reinigung und Aufbereitung

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Maschinelle Reinigung | max 95 °C |
|-----------------------|-----------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Sterilisation im Autoklaven | max 138 °C |
|-----------------------------|------------|

### Weitere Produkthinweise

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Maximale Betriebsspannung | 0.5 kVp |
|---------------------------|---------|