

No: 20194-077

## Neutralelektroden Kabel



### Abmessungen und Gewicht

Kabellänge	4 m
------------	-----

### Basisfeatures

Kompatibilität	VIO, ICC, ACC, T-Serie
----------------	------------------------

Anschluss	Standard
-----------	----------

### Reinigung und Aufbereitung

Maschinelle Reinigung	max 95 °C
-----------------------	-----------

Sterilisation im Autoklaven	max 138 °C
-----------------------------	------------

### Weitere Produkthinweise

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Maximale Betriebsspannung	0.5 kVp
---------------------------	---------