

No: 20195-144

## Insert pour pince LAP, ajourée



### Dimensions et poids

Longueur d'aiguille	340 mm
Diamètre d'emmanchement	5 mm
Longueur	340 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	ajourée
-------	---------

### Surface

Mors

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 134 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	0.25 kVp