

No: 20191-334



## Electrode couteau

### Dimensions et poids

Diamètre d'emmanchement	2 mm
Longueur	170 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	couteau coudé à 45°
-------	---------------------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 134 °C
Produit à usage unique	oui

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	4 kVp
Unité d'emballage	5 pièce