

No: 20150-020

## Sonde flexible



### Dimensions et poids

Dimensions	ø 1,3 mm
Longueur	2.2 [Meter]

### Caractéristiques essentielles

Flexibilité	flexible
-------------	----------

### Nettoyage et préparation

Emballage stérile	EO
Produit à usage unique	oui

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	5 pièce
-------------------	---------