

No: 10140-500

VIO[®] 100 C



- Manipulation intuitive
- Puissance de coupe maximum 100 Watt
- Module de prises configurable
- AUTO START
- 4 programmes mémorisables (écrasable)
- Applications : interventions ambulatoires en dermatologie, chirurgie plastique, ORL, gynécologie, chirurgie traumatologique, ophtalmologie

Puissance de sortie

Puissance de coupe maximum	jusqu'à 100 watt
Puissance de coagulation maximum	jusqu'à 80 watt
Système de sécurité	oui
Fréquence	510-550 kHz

Raccordement secteur

Tension secteur	100-120 / 220-240 Volt
Fréquence secteur	50 / 60 Hz
Puissance absorbée en mode Standby	15 Watt
Puissance absorbée avec puissance HF max	[190 Watt / 200 VA]
Raccordement équipotentiel	oui

Dimensions et poids

Largeur x Hauteur x Profondeur	280 x 135 x 300 mm
Poids	4 kg

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------

Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	I
Type selon EN 60 601-1	CF
Catégorie selon UMDNS	