

No: 20195-057



Pincette bipolaire Classic, droite

Dimensions et poids

Pointe	pointe 2,2 mm, mousse
Longueur	190 mm
Longueur des mors	15 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	droite
-------	--------

Surface

Mors	striée
------	--------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 134 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIB
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp
Unité d'emballage	1 pièce