

No: 20195-057



## Pincette bipolaire Classic, droite

### Dimensions et poids

Pointe	pointe 2,2 mm, mousse
Longueur	190 mm
Longueur des mors	15 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	droite
-------	--------

### Surface

Mors	striée
------	--------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 134 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	I Ib
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp
Unité d'emballage	1 pièce