

No: 20195-066

## Pincette bipolaire Classic, coudée à l'extrémité



### Dimensions et poids

Pointe	pointe 0,7 mm, fine
Longueur	165 mm
Longueur des mors	5 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	coudée à l'extrémité
-------	----------------------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIB
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp
Unité d'emballage	1 pièce