

No: 21191-040



Electrode anse à fil en tungstène

- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte
- La gamme complète des électrodes est livrable en diamètre de 4 mm et de 2,4 mm

Dimensions et poids

Dimensions	ø 5 mm
Diamètre d'emmanchement	4 mm
Longueur	105 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	droite
Compatibilité	VIO, ICC, ACC
Flexibilité	rigide
Couleur	noire

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIB
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	4.3 kVp