


No: 20191-077

Anse pour électrode de cônisation 2019



- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte
- La gamme complète des électrodes est livrable en diamètre de 4 mm et de 2,4 mm

Dimensions et poids

Longueur	19 mm
----------	-------

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 134 °C

Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
Type selon EN 60 601-1	

Autres informations produit

Capacité de charge électrique maximale	0.5 kVp
Unité d'emballage	1 pièce