

No: 20711-082

## Cryode rétine, boule



### Dimensions et poids

Dimensions	ø 2,5 mm
------------	----------

### Caractéristiques essentielles

Forme	boule
-------	-------

Flexibilité	rigide
-------------	--------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage manuel	Désinfection par essuyage ou vaporisation
------------------	---

Stérilisation en autoclave	max 138 °C
----------------------------	------------

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42/CEE II b	Ila
---	-----

Classe de protection selon EN 60 601-1 I	
--	--

Type selon EN 60 601-1	
------------------------	--

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------