

No: 21191-068

## Electrode aiguille

- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte



### Dimensions et poids

Dimensions	∅ 0,8 x 22 mm
Diamètre d'emmanchement	4 mm
Longueur	40 mm

### Caractéristiques essentielles

Forme	droite
Compatibilité	VIO, ICC, ACC
Flexibilité	rigide
Couleur	noire

### Surface

Isolation	isolée
-----------	--------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

### Autres informations produit

Unité d'emballage	5 pièce
Capacité de charge électrique maximale	4.3 kVp