

No: 21191-018

Electrode aiguille en tungstène

- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte



Dimensions et poids

| | |
|-------------------------|--------------|
| Dimensions | ∅ 0,5 x 3 mm |
| Diamètre d'emmanchement | 4 mm |
| Longueur | 55 mm |

Caractéristiques essentielles

| | |
|---------------|---------------|
| Forme | droite |
| Compatibilité | VIO, ICC, ACC |
| Flexibilité | rigide |
| Couleur | noire |

Surface

| | |
|-----------|--------|
| Isolation | isolée |
|-----------|--------|

Nettoyage et préparation

| | |
|----------------------------|------------|
| Nettoyage en machine | max 95 °C |
| Stérilisation en autoclave | max 138 °C |

Autres informations produit

| | |
|--|---------|
| Unité d'emballage | 1 pièce |
| Capacité de charge électrique maximale | 1 kVp |