


No: 21191-080

Petit nécessaire de chirurgie, ø 4 mm



- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte

Dimensions et poids

Diamètre d'emmanchement	4 mm
-------------------------	------

Caractéristiques essentielles

Compatibilité	VIO, ICC, ACC
Couleur	noire

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
Capacité de charge électrique maximale	4.3 kVp