

No: 21191-005

Electrode spatule, formable

- La forme et la taille adaptés à tous les cas et à chacun
- Utilisées dans toutes les disciplines de la chirurgie ouverte



Dimensions et poids

Dimensions	1,7 x 6 mm
Diamètre d'emmanchement	4 mm
Longueur	50 mm

Caractéristiques essentielles

Forme	droite
Compatibilité	VIO, ICC, ACC
Flexibilité	formable#32
Couleur	noire

Nettoyage et préparation

Nettoyage en machine	max 95 °C
Stérilisation en autoclave	max 138 °C

Autres informations produit

Unité d'emballage	5 pièce
Capacité de charge électrique maximale	4.3 kVp