

No: 20193-008

## Electrode neutre en silicone conducteur, à une seule zone



### Dimensions et poids

Surface de contact	500 cm <sup>2</sup>
Longueur de câble	avec câble de raccordement 40 cm
Dimensions	295 x 172 mm mm

### Caractéristiques essentielles

Connexion	raccordement ECG ø 4mm
-----------	------------------------

### Nettoyage et préparation

Nettoyage manuel	Désinfection par essuyage ou vaporisation
------------------	---

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Classe de protection selon EN 60 601-1	
Type selon EN 60 601-1	

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------