

No: 10134-000

## APC 2: Coagulation par Plasma d'Argon



- Procédé sans contact, pas de collage des pointes de l'instrument
- Coagulation efficace et régulière de la surface pour une hémostase et une dévitalisation homogènes
- Meilleure dosabilité, d'où une sécurité d'application
- Un minimum de carbonisation, d'émanation de fumée et de nuisance olfactive
- Un procédé sûr et pratiquement sans complications

### Dimensions et poids

Largeur x Hauteur x Profondeur	410 x 80 x 370 mm
Poids	4,8 kg

### Approvisionnement gaz

Type de gaz	Argon 4.8 (99.998 %)
-------------	----------------------

### Autres informations produit

Unité d'emballage	1 pièce
-------------------	---------

### Normes

Classification selon la directive CE 93/42 EWG	IIb
Type selon EN 60 601-1	CF
Classe de protection selon EN 60 601-1	