

No: 20195-204

LAP BiSect Micro



•[Minimaler Instrumentenwechsel ermöglicht höchste Fokussierung auf Prozedur und Zielgewebe]

Dimensioni e peso

Diametro stelo	5 mm
Lunghezza	350 mm

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	0.475 kVp
Unità per confezione	1 pezzo/pezzi