

No: 20150-015

## HybridAPC



- Strumento monouso economicamente vantaggioso
- Strumento multifunzionale con le validate funzioni APC e waterjet
- Strumento versatile per tutte le localizzazioni del Barrett e per tutti i lumi dell'esofago
- Un solo strumento per elevazione e ablazione
- Strumento di facile impiego
- Il filtro integrato nella sonda garantisce la massima protezione da possibili contaminazioni

### Dimensioni e peso

Dimensioni	ø 2,3 mm
Lunghezza	1.9 [Meter]

### Funzioni di base

Compatibilità	VIO, ERBEJET 2, APC 2
Flessibilità	flessibile
Connessione	Spina FiAPC, connettore fluido

### Pulizia e disinfezione

In confezione sterile	Ossido di Etilene
Prodotto monouso	si

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	5 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	5 kVp