

No: 20195-202

## BiClamp<sup>®</sup> 201 T



- Le strutture tissutali possono essere ampiamente coagulate.
- Non è necessaria in genere un'esposizione singola dei vasi
- Efficace e rapida coagulazione grazie ad una regolazione ottimale dello strumento e del generatore VIO
- Elevata economicità: il BiClamp è riutilizzabile e il procedimento consente di risparmiare tempo e materiale da sutura.
- Funzione AUTO-STOP, pratica per l'operatore, con risultati ottimali
- Funzione "Plug & Play": regola automaticamente i parametri specifici all'inserimento dello strumento

### Dimensioni e peso

Lunghezza	200 mm
Lunghezza cavo	con cavo di connessione 4 m

### Funzioni di base

Forma / Caratteristica	curvo 18°
Connessione	Spina MF

### Superficie

Branche	liscia
Rivestimento	con rivestimento di plastica

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzi
Capacità elettrica massima	0.25 kVp