

No: 20195-511



## Pinza bipolare PREMIUM, retta

- Minima adesione al tessuto grazie all'elevata conduttività termica
- Lunga durata dello strumento grazie alla lega di alta qualità
- Coagulazione estremamente precisa grazie alla finissima geometria della punta
- Presa sicura del tessuto grazie alle branche ruvide
- Minima necessità di pulizia intraoperatoria
- Buona visibilità del campo operatorio grazie alla ridotta riflessione della luce (ad es. durante la preparazione al microscopio)

### Dimensioni e peso

Punta	punta 0,4 mm, molto fine
Lunghezza	200 mm

### Funzioni di base

Forma / Caratteristica	retto/retta
------------------------	-------------

### Superficie

Branche	ruvide
---------	--------

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	1 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	0.5 kVp