

No: 20190-106



Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti

Dimensioni e peso

Lunghezza cavo	con cavo di connessione 3 m
Diametro stelo	2.35 mm

Funzioni di base

Connessione	[International]
-------------	-----------------

Pulizia e disinfezione

In confezione sterile	R
Prodotto monouso	si

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	4.3 kVp
Unità per confezione	10 pezzo/pezzi