

No: 21191-026

Elettrodo a sfera



- La giusta forma e dimensione per ogni intervento
- Utilizzato in tutte le discipline chirurgiche specialistiche a cielo aperto

Dimensioni e peso

Diametro stelo	4 mm
Lunghezza	35 mm
Dimensioni	ø 2 mm

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	curvo
Compatibilità	VIO, ICC, ACC
Flessibilità	rigido
Colore	nero

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	5 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	4.3 kVp