

No: 20321-020



## Manipolo Clip-on per manipolo elettrochirurgico Slim-Line

### Dimensioni e peso

Lunghezza	100 mm
Lunghezza cavo	con cavo di connessione 3 m

### Pulizia e disinfezione

In confezione sterile	Ossido di Etilene
Prodotto monouso	si

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	Ila
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	25 pezzo/pezzi
----------------------	----------------