

No: 21191-368

## Elettrodo ad ago



### Dimensioni e peso

Diametro stelo	2.4 mm
Lunghezza	40 mm

### Funzioni di base

Forma / Caratteristica	fenestrata
Colore	blu

### Superficie

Isolamento	isolato/isolata
------------	-----------------

### Pulizia e disinfezione

In confezione sterile	Ossido di Etilene
Prodotto monouso	si

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	20 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	4.3 kVp