

No: 20711-092

## Sonda per retina



### Dimensioni e peso

Dimensioni  $\varnothing$  2,7 mm

### Funzioni di base

Forma / Caratteristica Sfera

Flessibilità rigido

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio manuale Disinfezione per sfregamento o spruzzatura

Sterilizzazione in autoclave max 138 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE IIa

Classe di protezione sec. EN 60 601-1

Conforme a norme EN 60 601-1

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione 1 pezzo/pezzi