

No: 20711-092

Sonda per retina



Dimensioni e peso

Dimensioni \varnothing 2,7 mm

Funzioni di base

Forma / Caratteristica Sfera

Flessibilità rigido

Pulizia e disinfezione

Lavaggio manuale Disinfezione per sfregamento o spruzzatura

Sterilizzazione in autoclave max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE IIa

Classe di protezione sec. EN 60 601-1

Conforme a norme EN 60 601-1

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione 1 pezzo/pezzi