

No: 20150-062

HybridKnife® tipo O I-Jet



- Nessun cambio di strumento necessario, quindi riduzione dei tempi operatori
- Semplice ed immediata possibilità di regolazione della pressione del getto d'acqua per una precisa e selettiva elevazione della sottomucosa
- La funzione di protezione meccanica e termica del cuscinetto d'acqua permane per tutta la durata della resezione
- Migliore visione del campo operatorio; il rischio di sanguinamento viene ridotto al minimo grazie alla compressione dei vasi sanguigni da parte del "cuscinetto d'acqua" creatosi
- La pressione del getto d'acqua può essere dosata in modo variabile a seconda della lesione, dello strato del tessuto e dell'area di applicazione

Dimensioni e peso

Dimensioni	ø 2,3 mm
Punta	[O-Type]
Lunghezza ago	5 mm
Lunghezza	1.9 [Meter]

Funzioni di base

Compatibilità	VIO, ERBEJET 2
Flessibilità	flessibile
Connessione	International (3-Pin)

Pulizia e disinfezione

In confezione sterile	Ossido di Etilene
Prodotto monouso	si

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Unità per confezione	5 pezzo/pezzi
Capacità elettrica massima	0.99 kVp