

No: 20195-136

Pinza BiClamp LAP



- Le strutture tissutali possono essere ampiamente coagulate.
- Non è necessaria in genere un'esposizione singola dei vasi
- Efficace e rapida coagulazione grazie ad una regolazione ottimale dello strumento e del generatore VIO
- Elevata economicità: il BiClamp è riutilizzabile e il procedimento consente di risparmiare tempo e materiale da sutura.
- Funzione AUTO-STOP, pratica per l'operatore, con risultati ottimali
- Funzione "Plug & Play": regola automaticamente i parametri specifici all'inserimento dello strumento

Dimensioni e peso

Diametro stelo	5 mm
Lunghezza	340 mm
Lunghezza cavo	con cavo di connessione 4 m

Funzioni di base

Forma / Caratteristica	fenestrata
Connessione	Spina MF

Superficie

Branche	ziginate
Rivestimento	con rivestimento antiaderente

Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	0.25 kVp
Unità per confezione	1 pezzo/pezzi