

No: 20195-045

## Pinza bipolare classica, a baionetta



### Dimensioni e peso

Punta	punta 0,7 mm, fine
Lunghezza	230 mm
Lunghezza di presa	6 mm

### Funzioni di base

Forma / Caratteristica	a baionetta
------------------------	-------------

### Pulizia e disinfezione

Lavaggio in lavastrumenti	max 95 °C
Sterilizzazione in autoclave	max 138 °C

### Norme

Classificazione secondo 93/42 CEE	IIb
Classe di protezione sec. EN 60 601-1	
Conforme a norme EN 60 601-1	

### Ulteriori informazioni sul prodotto

Capacità elettrica massima	0.5 kVp
Unità per confezione	1 pezzo/pezzi