

No: 20195-007

Pinza bipolare classica, angolata



Dimensioni e peso

| | |
|--------------------|--------------------|
| Punta | punta 2 mm, smussa |
| Lunghezza | 190 mm |
| Lunghezza di presa | 6 mm |

Funzioni di base

| | |
|------------------------|----------|
| Forma / Caratteristica | angolato |
|------------------------|----------|

Pulizia e disinfezione

| | |
|------------------------------|------------|
| Lavaggio in lavastrumenti | max 95 °C |
| Sterilizzazione in autoclave | max 138 °C |

Norme

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Classificazione secondo 93/42 CEE | IIb |
| Classe di protezione sec. EN 60 601-1 | |
| Conforme a norme EN 60 601-1 | |

Ulteriori informazioni sul prodotto

| | |
|----------------------------|---------------|
| Capacità elettrica massima | 0.5 kVp |
| Unità per confezione | 1 pezzo/pezzi |